


Anticorps Monoclonal Anti-Pth1R Humain Conjugué De Lapin Pour La Cytométrie En Flux - Q03431

Numéro d'article: CM0009955



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le PTH1R humain (récepteur de l'hormone parathyroïdienne 1), validé pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche sur la signalisation des GPCR et les maladies osseuses/rénales. Spécifique au PTH1R humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-PTH1R humain
Remarques/Alias	PFE ; EKNS ; PTHR ; PTHR1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5745
GeneID	5745
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-188 du PTH1R humain (NP_000307.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q03431
Poids protéique	66 kDa
Expédition	Sac de glace