


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rankl/Cd254 Humain - O14788

Numéro d'article: CM0010352



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le RANKL/CD254 humain pour la cytométrie en flux intracellulaire. Un outil essentiel pour étudier la différenciation des ostéoclastes, le métabolisme osseux et les interactions cellules T/cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-RANKL/CD254 humain
Remarques/Alias	ODF ; OPGL ; sOdf ; CD254 ; OPTB2 ; RANKL ; TNLG6B ; TRANCE ; hRANKL2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8600
Identifiant du gène	8600
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 136-317 du RANKL/CD254 humain (NP_003692.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14788
Poids moléculaire de la protéine	27kDa/30kDa/35kDa
Expédition	Sac de glace