


Lapin Anti-Humain Ror1 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q01973

Numéro d'article: CM0009077



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'anticorps ciblant le domaine extracellulaire du ROR1 humain (aa 24-403). Validé pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche en cancérologie, neurobiologie et transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain ROR1 mAb
Remarques/Alias	NTRKR1; dj537F10.1
Espèce	Humain
ID de Gène	4919
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-403 du ROR1 humain (NP_005003.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q01973
Poids Protéique	104kDa
Expédition	Sac de glace