


Anticorps Monoclonal Ror1 Humain De Lapin Pour Cytométrie En Flux - Q01973

Numéro d'article: CM0008137



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant ROR1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Spécifique de ROR1 humain, il détecte une protéine de 104 kDa. Adapté à la recherche sur la signalisation Wnt et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-ROR1 humain de lapin
Remarques / Alias	NTRKR1 ; dj537F10.1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4919
GeneID	4919
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-403 de ROR1 humain (NP_005003.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q01973
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace