

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Siglec-8 Humain Pour Fc - Q9Nyz4

Numéro d'article: CM0011688



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la Siglec-8 humaine (SAF-2). Validé pour la cytométrie en flux, il détecte la lectine membranaire de 44 à 54 kDa présente sur les éosinophiles, les basophiles et les mastocytes. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur les allergies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-Siglec-8 humain
Remarques / Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Espèce	Humain
GeneID	27181 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-363 de la Siglec-8 humaine (NP_055257.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NYZ4
Poids de la protéine	44kDa/46kDa/54kDa
Expédition	Sachet de glace