

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Siglec-8 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - Q9Nyz4

Numéro d'article: CM0011361



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité conjugué à l'anticorps ciblant le Siglec-8 humain. Spécifique pour les applications de cytométrie en flux, idéal pour l'étude de la biologie des éosinophiles, des mastocytes et des basophiles. Réactivité confirmée avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain Siglec-8 mAb
Remarques/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27181
GeneID	27181
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-363 du Siglec-8 humain (NP_055257.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NYZ4
Poids moléculaire	44kDa/46kDa/54kDa
Expédition	Sac de glace