

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Siglec-8 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q9Nyz4

Numéro d'article: CM0011530



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la protéine Siglec-8 humaine (Q9NYZ4), validé pour la cytométrie en flux. Détecte spécifiquement Siglec-8 sur les basophiles, les mastocytes et les éosinophiles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Siglec-8 humain
Remarques / Alias	SIGLEC8, SAF2, SIGLEC-8, SIGLEC8L, lectine 8 de type immunoglobuline liant l'acide sialique
Espèce	Humain
Identifiant du gène	27181
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-363 de la protéine Siglec-8 humaine (NP_055257.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NYZ4
Poids de la protéine	44kDa/46kDa/54kDa
Expédition	Sac de glace