

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Siglec-8 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q9Nyz4

Numéro d'article: CM0009340



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le Siglec-8 humain (SAF-2). Conçu pour la cytométrie en flux afin de détecter les éosinophiles, les basophiles et les mastocytes. L'immunogène recombinant garantit une haute spécificité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Human Siglec-8
Remarques / Alias	SAF2 ; SIGLEC-8 ; SIGLEC8L
Espèce	Humain
GenelD	27181 (humain)
Immunogène	Protéine recombinante (acides aminés 17-363 de Siglec-8 humain, NP_055257.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NYZ4
Poids protéique	44kDa / 46kDa / 54kDa
Expédition	Sac de glace