

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Siglec9 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q9Y336

Numéro d'article: CM0009499

Introduction

Anticorps monoclonal -conjugué lapin anti-SIGLEC9 humain pour cytométrie en flux. Détecte le CD329 sur les neutrophiles et monocytes humains. Immunogène recombinant ; poids protéique 50-52 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-SIGLEC9 humain
Remarques / Alias	CD329 ; CDw329 ; FOAP-9 ; siglec-9 ; OBBP-LIKE
Espèce	Humain
Identifiant du gène	27180 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-348 de SIGLEC9 humain (NP_055256.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y336
Poids protéique	50kDa, 52kDa
Expédition	Sachet de glace