

Mab Lapin Anti-Syk Humain Pour Cf (Intra) - P43405

Numéro d'article: CM0006253



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la Syk humaine (p72-Syk). Conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour l'étude de la signalisation du récepteur des cellules B, de l'immunité innée et des voies d'activation des plaquettes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Syk humain
Remarques / Alias	IMD82 ; p72-Syk
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6850
GeneID	6850
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 251 et 350 de la Syk humaine (NP_003168.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réaction croisée	Humain
SWISS	P43405
Poids de la protéine	72kDa/70kDa
Expédition	Sac isotherme