

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Syk Humain Pour Cf (Intra) - P43405

Numéro d'article: CM0010992



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la tyrosine-protéine kinase SYK humaine (p72-Syk). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire sur échantillons humains. Essentiel pour les études sur la signalisation du récepteur des cellules B et l'immunité innée. UniProt P43405.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Syk humain
Remarques / Alias	IMD82 ; p72-Syk
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6850
ID du gène	6850
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 251 et 350 de la Syk humaine (NP_003168.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43405
Poids de la protéine	72kDa / 70kDa
Expédition	Sac de glace