

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Syk Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P43405

Numéro d'article: CM0011130



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le Syk humain (Spleen tyrosine kinase) conjugué à l'. Convient pour la cytométrie en flux (FC) intracellulaire sur échantillons humains. Syk est une kinase non réceptrice clé dans la signalisation du récepteur des cellules B et les réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc Lapin anti-Humain Syk
Remarques/Alias	IMD82; p72-Syk
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6850
GeneID	6850
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 251-350 du Syk humain (NP_003168.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43405
Poids de la protéine	72kDa/70kDa
Expédition	Sac de glace