

Lapin Anti-Humain Syndecan 4 Anticorps Monoclonal Pour Fc - P31431

Numéro d'article: CM0010381



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain Syndecan 4, validé pour FC. Reconnaît le Syndecan-4 humain (SYND4), un protéoglycane de surface cellulaire régulant la biogenèse des exosomes. Immunogène recombinant. Idéal pour la cytométrie en flux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain Syndecan 4 mAb
Remarques/Alias	SYND4
Espèce	Humain
GeneID	6385
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-145 du Syndecan 4 humain (NP_002990.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P31431
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace