

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-T-Bet/Tbx21 Humain Pour La Cytométrie En Flux - Q9UL17

Numéro d'article: CM0011625

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre T-bet/Tbx21 humain, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour les études de différenciation des cellules Th1, l'immunophénotypage et l'analyse des facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-T-bet/Tbx21 humain
Remarques/Alias	TBX21 ; T-PET ; T-bet ; TBET ; TBLYM ; T-box 21
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	30009
ID du gène	30009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 322-535 de T-bet/Tbx21 humain (NP_037483.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Homme
SWISS	Q9UL17
Poids moléculaire	58 kDa
Expédition	Sac de glace