

Lapin Anti-Humain T-Bet/Tbx21 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - Q9UL17

Numéro d'article: CM0004218

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le T-bet/Tbx21 humain (Q9UL17). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire, idéal pour l'analyse de la lignée cellulaire Th1 et les études de la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain T-bet/Tbx21 mAb
Remarques/Alias	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	30009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 322-535 du T-bet/Tbx21 humain (NP_037483.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9UL17
Poids Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace