


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Tie-2/Cd202B Conjugué À L'pour La Cytométrie En Flux - Q02763

Numéro d'article: CM0004933



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le récepteur Tie-2/CD202b humain (récepteur de l'angiopoïétine-1), validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse, la biologie vasculaire et les cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain Tie-2/CD202b
Remarques/Alias	TIE2 ; VMCM ; GLC3E ; TIE-2 ; VMCM1 ; CD202B
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7010
GenelD	7010
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-745 du Tie-2/CD202b humain (NP_000450.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q02763
Poids protéique	126 kDa
Expédition	Sac de glace