


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Tigit Pour Cytométrie En Flux - Q495A1

Numéro d'article: CM0010639



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le TIGIT humain (Q495A1), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur les points de contrôle immunitaires et les études sur l'inhibition des cellules T et NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Humain TIGIT
Remarques/Alias	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	201633
Immunogène	Protéine recombinante ou protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-141 du TIGIT humain (NP_776160.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q495A1
Poids moléculaire	18kDa/26kDa
Expédition	Sac de glace