


Mab De Lapin Anti-Tim-3/Havcr2 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q8Tdq0

Numéro d'article: CM0010185



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant TIM-3/HAVCR2 (CD366) humain. Validé pour la cytométrie en flux, ce réactif permet la détection de TIM-3 sur les cellules immunitaires pour la recherche en immunologie et immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TIM-3/HAVCR2 humain
Remarques / Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	84868
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-200 de TIM-3/HAVCR2 humain (NP_116171.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TDQ0
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sachet de glace