


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Tim-3/Havcr2 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q8Tdq0

Numéro d'article: CM0009771



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le TIM-3/HAVCR2 humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour étudier la régulation des points de contrôle immunitaires, l'épuisement des lymphocytes T et la recherche en immunothérapie anticancéreuse.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain TIM-3/HAVCR2
Remarques/Alias	TIM3 ; CD366 ; KIM-3 ; SPTCL ; TIMD3 ; Tim-3 ; TIMD-3 ; HAVcr-2
Espèce	Humain
GenelD	84868
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TDQ0
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace