

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Tim-3/Havcr2 Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - Q8Tdq0

Numéro d'article: CM0005164



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué à cible le TIM-3/HAVCR2 humain (CD366), idéal pour l'analyse par cytométrie en flux de l'expression des points de contrôle immunitaires sur les cellules T, les cellules NK et les cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain TIM-3/HAVCR2 conjugué à
Remarques/Alias	TIM3 ; CD366 ; KIM-3 ; SPTCL ; TIMD3 ; Tim-3 ; TIMD-3 ; HAVcr-2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	84868
Identifiant du gène	84868
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-200 du TIM-3/HAVCR2 humain (NP_116171.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TDQ0
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace