

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tlr1 Humain Pour Fc - Q15399

Numéro d'article: CM0010184



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le TLR1 humain (CD281), validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur 1 de type Toll impliqué dans la réponse immunitaire innée aux lipopeptides bactériens. Convient à la recherche en immunologie et sur les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-TLR1 humain
Remarques/Alias	TIL ; CD281 ; rsc786 ; TIL. LPRS5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7096
GeneID	7096
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 325 et 424 du TLR1 humain (NP_003254.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q15399
Poids moléculaire	90 kDa
Expédition	Sac de glace