


Lapin Anti-Humain Tlr1 Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q15399

Numéro d'article: CM0008446



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le récepteur de type Toll 1 humain (TLR1/CD281). Validé pour la cytométrie en flux (FC), adapté pour la recherche sur l'immunité innée concernant la reconnaissance des lipopeptides médiée par l'hétérodimère TLR2/TLR1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain TLR1 mAb
Remarques/Alias	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7096
GeneID	7096
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 325-424 du TLR1 humain (NP_003254.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q15399
Poids Protéique	90kDa
Expédition	Sac de glace