

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tnf-A Humain Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P01375

Numéro d'article: CM0005029

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le TNF- α humain, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Spécifique du TNF- α humain, protéine de 26 kDa. Idéal pour la recherche en immuno-oncologie et sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-TNF- α humain
Remarques / Alias	DIF ; TNFA ; TNFSF2 ; TNLG1F ; TNF-alpha
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	7124
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 77-233 du TNF- α humain (NP_002344.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01375
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace