


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tnf-A Humain Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P01375

Numéro d'article: CM0004268



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le TNF- α humain, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte une protéine de 26 kDa. Idéal pour la recherche sur les cytokines et les études sur la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Lapin mAb anti-TNF- α humain
Remarques/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7124
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 77-233 du TNF- α humain (NP_002344.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01375
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace