

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tnfrsf10D/Trailr4 Humain Pour Fc - Q9Ubn6

Numéro d'article: CM0009360

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le TNFRSF10D/TRAILR4 humain (récepteur leurre 2) pour cytométrie en flux directe. Adapté aux études sur l'apoptose et la signalisation du TRAIL. Réagit en cross-réaction avec l'espèce humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-TNFRSF10D/TRAILR4 humain
Remarques / Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	8793
GeneID	8793
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 56-211 du TNFRSF10D/TRAILR4 humain (NP_003831.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UBN6
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace