

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tnfrsf10D/Trailr4 Humain Pour Fc - Q9Ubn6

Numéro d'article: CM0012262

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant TNFRSF10D/TRAILR4 humain (CD264, DCR2), un récepteur leurre qui bloque l'apoptose médiée par TRAIL. Convient à la cytométrie en flux (FC) et validé sur des cellules humaines. Idéal pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-TNFRSF10D/TRAILR4 humain
Remarques/Synonymes	DCR2 ; CD264 ; TRUNDD ; TRAILR4 ; TRAIL-R4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8793
GeneID	8793
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 56-211 de TNFRSF10D/TRAILR4 humain (NP_003831.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9UBN6
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Poche de glace