

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Tnfrsf10D/Trailr4 Pour Cytométrie En Flux - Q9Ubn6

Numéro d'article: CM0008815

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant TNFRSF10D/TRAILR4 humain (TRAIL-R4, CD264), un récepteur leurre de TRAIL. Validé pour la cytométrie en flux, il permet de détecter l'expression de TRAIL-R4 à la surface des cellules humaines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-humain TNFRSF10D/TRAILR4
Remarques/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8793
GeneID	8793
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 56-211 de TNFRSF10D/TRAILR4 humain (NP_003831.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9UBN6
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace