

Lapin Anti-Humain Trem1 Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q9Np99

Numéro d'article: CM0009396



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' spécifique pour le TREM1 humain (CD354) validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de l'immunité innée, des réponses inflammatoires et de la signalisation des cellules myéloïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain TREM1 mAb
Remarques/Alias	CD354 ; TREM-1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	54210
ID de gène	54210
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-200 du TREM1 humain (NP_061113.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NP99
Poids moléculaire	18kDa/26kDa
Expédition	Sac de glace