

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trop-2 Humain () Pour Cytométrie En Flux - P09758

Numéro d'article: CM0009588



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TROP-2 humain conjugué à . Détecte le transducteur 2 du signal calcique associé aux tumeurs par cytométrie en flux. Exprimé dans le placenta et les carcinomes pancréatiques. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-TROP-2 humain
Remarques/alias	EGP1 ; GP50 ; M1S1 ; EGP-1 ; TROP2 ; GA7331 ; GA733-1
Espèce	Humaine
GeneID	4070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-274 de la protéine humaine (NP_002344.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P09758
Poids moléculaire	35 kDa
Expédition	Sac de glace