

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trop-2 Humain Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P09758

Numéro d'article: CM0010595



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le TROP-2 humain (TACSTD2) pour la cytométrie en flux. Idéal pour le développement de tests IVD et la recherche sur les antigènes tumoraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-TROP-2 humain
Remarques/Alias	TACSTD2 ; EGP-1 ; EGP1 ; GA733-1 ; GA7331 ; GP50 ; M1S1 ; TROP2 ; transducteur de signal calcique associé aux tumeurs 2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-274 du TROP-2 humain (NP_002344.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09758
Poids moléculaire de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace