

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trop-2 Humain Pour Cytométrie En Flux - P09758

Numéro d'article: CM0005300



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le TROP-2 humain (TACSTD2), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur l'expression des antigènes tumoraux dans des échantillons humains, y compris les cellules carcinomateuses placentaires et pancréatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-TROP-2 humain mAb
Remarques/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Espèce	Humain
ID de gène	4070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-274 de l'humain (NP_002344.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09758
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace