

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trop-2 Humain Conjugué À Pour If/Icc, Fc - P09758

Numéro d'article: CM0009134



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le TROP-2 humain (TACSTD2), conjugué à . Validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur les marqueurs tumoraux et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM anti-TROP-2 humain de lapin
Remarques/Alias	EGP1 ; GP50 ; M1S1 ; EGP-1 ; TROP2 ; GA7331 ; GA733-1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4070
Identifiant du gène	4070
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-274 du TROP-2 humain (NP_002344.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09758
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Glacière