

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-ULbp2 Humain Pour Cf - Q9Bzm5

Numéro d'article: CM0011443



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant l'ULBP2 humain (NKG2DL2). Conçu pour des applications de cytométrie en flux dans la recherche sur le cancer et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-ULBP2 humain
Remarques / Alias	N2DL2; RAET1H; RAET1L; NKG2DL2; ALCAN-alpha
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	80328
Identifiant du gène	80328
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-217 de l'ULBP2 humain (NP_079493.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BZM5
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sachet de glace