

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-ULbp2 Humain Pour Fc - Q9Bzm5

Numéro d'article: CM0010603



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant l'ULBP2 humain (ligand de NKG2D). Validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît une protéine ancrée par GPI exprimée dans les cellules cancéreuses, qui intervient dans la cytotoxicité des cellules NK pour la recherche en immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | anticorps monoclonal de lapin anti-ULBP2 humain                                                                                                        |
| Remarques/alias      | ULBP2 ; ALCAN-alpha ; N2DL2 ; NKG2DL2 ; RAET1H ; ligand 2 de NKG2D                                                                                     |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                                                |
| ID du gène (humain)  | 80328                                                                                                                                                  |
| ID du gène           | 80328                                                                                                                                                  |
| Immunogène           | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 217 de l'ULBP2 humain (NP_079493.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                  |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                  |
| Application          | FC                                                                                                                                                     |
| Réactivité croisée   | Humaine                                                                                                                                                |
| SWISS                | Q9BZM5                                                                                                                                                 |
| Poids de la protéine | 27 kDa                                                                                                                                                 |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                           |