

Lapin Anti-Humain B2 Microglobuline Mab Pour Cytométrie En Flux - P61769

Numéro d'article: CM0011249



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la β 2-microglobuline humaine (B2M), une composante clé du CMH de classe I. Validé pour la cytométrie en flux afin de faciliter les études sur la présentation des antigènes et l'évasion immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-Humain β 2 Microglobuline mAb
Remarques/Alias	B2M; IMD43; bêta-2-microglobuline
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	567
GeneID	567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-119 de la β 2 microglobuline humaine (NP_004039.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P61769
Poids de la protéine	13kDa
Expédition	Sac de glace