


Lapin Anti-Humain B2 Microglobuline Mac Pour Cytométrie En Flux - P61769

Numéro d'article: CM0009481



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain β 2-microglobuline conjugué à l' pour la détection par cytométrie en flux de la B2M dans la surveillance immunitaire et les études d'expression du CMH. Ce réactif cible la chaîne invariante du CMH de classe I, permettant l'étude de la présentation des antigènes et de la fonction immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain β 2 Microglobuline mAc
Remarques/Alias	IMD43
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	567
GeneID	567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-119 de la β 2 Microglobuline humaine (NP_004039.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P61769
Poids moléculaire	14kDa
Expédition	Sac de glace