

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain B2-Microglobuline - P61769

Numéro d'article: CM0012369



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant la  $\beta$ 2-microglobuline humaine (B2M), recommandé pour la cytométrie en flux. Convient à la recherche sur le système immunitaire, aux études du CMH de classe I et au développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | anticorps monoclonal de lapin anti-humain $\beta$ 2-microglobuline                                                                                   |
| Remarques/Alias    | B2M ; IMD43 ; bêta-2-microglobuline                                                                                                                  |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                                              |
| GeneID             | 567                                                                                                                                                  |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 119 de la $\beta$ 2-microglobuline humaine (NP_004039.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                |
| Application        | FC                                                                                                                                                   |
| Réactivité croisée | Humaine                                                                                                                                              |
| SWISS              | P61769                                                                                                                                               |
| Poids moléculaire  | 13 kDa                                                                                                                                               |
| Expédition         | Sac réfrigérant                                                                                                                                      |