

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-β2 Microglobuline Humaine Pour La Cytométrie En Flux - P61769

Numéro d'article: CM0009298



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-β2 Microglobuline humaine (clone , IMD43) validé pour la cytométrie en flux. Spécifique à l'humain ; reconnaît la protéine B2M de 14 kDa. Idéal pour la recherche immunitaire et les applications IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-β2 Microglobuline humaine
Remarques/Alias	IMD43
Espèce	Humain
Identifiant du gène	567
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-119 de la β2 Microglobuline humaine (NP_004039.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P61769
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace