

Lapin Anti-Humain B2 Microglobuline Anticorps Monoclonaux Pour Cytométrie En Flux - P61769

Numéro d'article: CM0011428



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué ciblant la β 2-Microglobuline (B2M) humaine. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Soutient la recherche immunitaire, les études de présentation des antigènes du CMH de classe I et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain β 2 Microglobuline mAb
Remarques/Alias	B2M; IMD43; bêta-2-microglobuline
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	567
GeneID	567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-119 de la β 2 Microglobuline humaine (NP_004039.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P61769
Poids Protéique	13kDa
Expédition	Sac de glace