


Lapin Anti-Humain B2 Microglobuline Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P61769

Numéro d'article: CM0009230



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la $\beta 2$ microglobuline humaine pour la cytométrie en flux. Détecte une protéine sécrétée et de surface cellulaire de 14 kDa impliquée dans la présentation des antigènes de classe I du CMH. Convient pour la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain $\beta 2$ Microglobuline mAb
Remarques/Alias	IMD43
Espèce	Humain
GeneID	567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-119 de la $\beta 2$ microglobuline humaine (NP_004039.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P61769
Poids moléculaire	14kDa
Expédition	Sac de glace