


Lapin Anti-Humain Vcam-1/Cd106 Mac Pour Fc - P19320

Numéro d'article: CM0004837



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain VCAM-1/CD106 pour cytométrie en flux (FC). Validé pour des échantillons humains ; cible la protéine d'adhésion cellulaire vasculaire 1 impliquée dans la surveillance immunitaire et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain VCAM-1/CD106 mAc
Remarques/Alias	CD106; INCAM-100
Espèce	Humain
ID de gène	7412
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-698 de VCAM-1/CD106 humain (NP_001069.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19320
Poids moléculaire	71kDa/74kDa/81kDa
Expédition	Sac de glace