

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Vcam-1/Cd106 Humain (Fc) - P19320

Numéro d'article: CM0006092



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la VCAM-1 (CD106) humaine. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Immunogène recombinant (aa 25-698). Idéal pour les recherches sur l'inflammation et l'adhésion des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-VCAM-1/CD106
Remarques/Alias	CD106 ; INCAM-100
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	7412
ID du gène	7412
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-698 de la VCAM1 humaine (NP_001069.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19320
Poids moléculaire	71 kDa/74 kDa/81 kDa
Expédition	Sac réfrigérant