

Lapin Anti-Humain Vcam-1/Cd106 Anticorps Monoclonal Pour Fc - P19320

Numéro d'article: CM0005352



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le VCAM-1 humain (CD106 ; INCAM-100). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Détecte plusieurs isoformes (~71, 74, 81 kDa). Convient pour la recherche sur l'adhérence des leucocytes, l'inflammation et la surveillance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain VCAM-1/CD106 mAb
Remarques/Alias	CD106 ; INCAM-100
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7412
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-698 du VCAM-1/CD106 humain (NP_001069.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19320
Poids moléculaire	71kDa/74kDa/81kDa
Expédition	Sac de glace