

Lapin Anti-Humain Vcam-1/Cd106 Anticorps Monoclonal () Pour Cytométrie En Flux - P19320

Numéro d'article: CM0012458



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le VCAM-1/CD106 humain, adapté pour l'analyse par cytométrie en flux de l'expression du VCAM-1 sur les cellules endothéliales et immunitaires. Idéal pour l'étude de l'adhérence des leucocytes et des processus inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain VCAM-1/CD106 mAb
Remarques/Alias	CD106; INCAM-100
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7412
ID de Gène	7412
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-698 du VCAM-1/CD106 humain (NP_001069.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P19320
Poids Protéique	71kDa/74kDa/81kDa
Expédition	Sac de glace