

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd127/IL-7R α Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P16871

Numéro d'article: CM0008011



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD127/IL-7R α humain/singe conjugué à , validé pour la cytométrie en flux. Cible la sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine-7 (UniProt P16871). Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD127/IL-7R α humain/singe
Remarques/alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3575
GeneID	3575
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 236 du CD127/IL-7R α humain (NP_002176.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humain, macaque de Buffon
SWISS	P16871
Masse moléculaire de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace