

Lapin Anti-Humain/Singe Cd127/IL-7Rα Mab - P16871

Numéro d'article: CM0010828



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indocarbocyanine (Cy5) dirigé contre le CD127/IL-7Rα humain et le cynomolgus pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche en immunologie et le développement de tests de diagnostic impliquant les voies de signalisation du récepteur IL-7.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe CD127/IL-7Rα mAb
Remarques/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3575
GeneID	3575
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P16871
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace