

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain/Singe Cd127/Il-7R $\alpha$ Pour La Cytométrie En Flux - P16871

Numéro d'article: CM0012005



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Humain/Singe CD127/IL-7R $\alpha$  validé pour la cytométrie en flux. Immunogène recombinant, réagit avec l'Humain et le Cynomolgus. Idéal pour l'analyse de l'expression de l'IL-7R dans la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | AcM de lapin anti-Humain/Singe CD127/IL-7R $\alpha$                                                                                        |
| Remarques/Alias             | ILRA ; CD127 ; IL7RA ; CDW127 ; IMD104 ; sIL-7R ; Inc-IL7R ; IL7Ralpha ; IL-7Ralpha ; IL-7R-alpha ; CD127/IL7R                             |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)             | 3575                                                                                                                                       |
| GeneID                      | 3575                                                                                                                                       |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-236 du CD127/IL-7R $\alpha$ humain (NP_002176.2) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                                      |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                                      |
| Application                 | CF                                                                                                                                         |
| Réactivité croisée          | Humain, Cynomolgus                                                                                                                         |
| SWISS                       | P16871                                                                                                                                     |
| Poids moléculaire protéique | 52 kDa                                                                                                                                     |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                               |