


Mab Lapin Anti-Cd14 Humain/Singe Pour Fc - P08571

Numéro d'article: CM0010761



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD14 humain et cynomolgue pour la cytométrie en flux. Le CD14 est un corécepteur du LPS ancré au GPI qui joue un rôle médiateur dans l'immunité innée. Idéal pour l'identification des monocytes/macrophages dans la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD14 humain/singe
Remarques / Alias	CD14
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-352 du CD14 humain (NP_000582.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgue
SWISS	P08571
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace