


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd14 Humain/Singe Pour Fc - P08571

Numéro d'article: CM0008087



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à , spécifique de CD14 humain et de macaque cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Cible l'antigène de différenciation des monocytes CD14, un corécepteur du lipopolysaccharide bactérien et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD14 humain/singe
Remarques/Alias	CD14
Espèce	Humain
GeneID (humain)	929
GeneID	929
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 352 de CD14 humain (NP_000582.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, macaque cynomolgus
SWISS	P08571
Poids moléculaire	40 kDa
Expédition	Poche de glace