

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd14 Humain/Singe Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P08571

Numéro d'article: CM0004313



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD14, validé pour la cytométrie en flux chez l'humain et le singe cynomolgus. Corécepteur du LPS bactérien, médiant la réponse immunitaire innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD14 Humain/Singe conjugué
Remarques/Alias	CD14
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	929
Identifiant du gène	929
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08571
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Glacière/sac de glace